

Italian
Medical
Touch



FLO **EOLO**

FLO **MOBILE**

CE 0470

- Le Générateur d'aérosol pneumatique **FLO** permet de transformer la solution de médicament prescrite par un médecin en aérosol (nuage de médicament).
- **FLO** est doté d'un compresseur à piston performant de haute qualité, de longue vie, silencieux, facile à employer, ce qui rend la pratique de l'aérosolthérapie très simple et très efficace.
- **FLO** est adapté aux traitements des voies respiratoires inférieures tels que : asthme, BPCO, mucoviscidose, etc.
- Les séances de nébulisation sont plus courtes avec une perte de médicament très réduit.
- **FLO** est muni d'un nébuliseur à jet HI-FLO, un masque adulte et enfant, un embout buccal, une tubulure et un filtre d'air

SPECIFICATION TECHNIQUE

Débit maximal d'air

FLO EOLO

14 l/min

FLO MOBILE

12 l/min

Débit d'air de fonctionnement

5 l/min

4 l/min

Pression maximale

2.52 bar

2.00 bar

Pression de fonctionnement

1.1 bar

0.8 bar

débit d'aérosol produit avec 4 ml de solution

0.40 ml/min x 0.9% NaCl

0.35 ml/min x 0.9% NaCl

Diamètre aérodynamique massive médian (MMD)

2.44 µm

3.00 µm

mesuré en conformité avec EN 13544-1

Fraction respirable (<5µm)

> 80%

> 75%

Poids

1.65 Kg

560 g

Dimension

148x124x223 mm

140x74x96 mm

Alimentation électrique

Secteur 230 V – 50 Hz

Secteur 110-220 V – 50/60 Hz

Batterie véhicule 12VDC

Batterie intégré rechargeable 8 X1,2 V (en option)

d'autonomie : 40 / 90 min (1600/2500mAh)

Consommation d'énergie

170 VA

38,5 VA